

在 PIMS 中订购 Catalyst 皮质醇检测

我们最近为 Catalyst™ 生化平台添加了一项新的检测 - Catalyst™ 皮质醇检测。由于 Catalyst 皮质醇检测包含多个推荐方案,且每个方案涉及多个步骤(例如 ACTH 刺激前和刺激后,以及低剂量地塞米松抑制前、抑制后 4 小时和 8 小时),因此可以选择多个套组。遵循以下步骤确保已准备好在需要时进行检测。

注意:在为 Catalyst 皮质醇检测定价时,请记住各方案所需的检测次数不同(如以下最右侧栏所示)。

第 1 步:在 PIM 中应用新的 Catalyst 皮质醇套组(如果需要)。

如果您使用的是 Cornerstone™ 软件 8.4 版或更高版本:链接以下灰色阴影列中列出的 Catalyst 皮质醇套组。如果套组未显示,请致电 1-800-695-2877 联系 Cornerstone 支持团队。

如果您使用的是不同的医院信息管理系统 (PIMS):启用、激活或手动添加以下蓝色阴影列中的 Catalyst 皮质醇套组(如果需要)。

适用 Cornerstone 8.4 版或更高版本的套组名称	适用其他 PIM 的套组名称(和代码)	使用此方案以...	所需检测次数
皮质醇单次静息样本	IDEXX VetLab Catalyst 皮质醇单次 - 静息 (CortRest)	用于排除肾上腺皮质功能减退	1
皮质醇(单次静息)曲洛司坦监测	IDEXX VetLab Catalyst 皮质醇单次 - 曲洛司坦监测 (CortSingleTM)	用于监测皮质醇增多症	1
Catalyst 皮质醇 ACTH 刺激	IDEXX VetLab Catalyst 皮质醇 ACTH 刺激试验 (CortACTH Pre+Post)	用于诊断肾上腺皮质功能减退或皮质醇增多症	2
Catalyst ACTH 刺激曲洛司坦监测	IDEXX VetLab Catalyst 皮质醇 ACTH 刺激试验 - 曲洛司坦监测 (CortTMACTH Pre+Post)	用于监测皮质醇增多症的治疗	2
Catalyst 低剂量地塞米松抑制	IDEXX VetLab Catalyst 皮质醇低剂量地塞米松抑制试验 (CortLDDS Pre+4Hr+8Hr)	用于诊断皮质醇增多症	3
Catalyst 高剂量地塞米松抑制	IDEXX VetLab Catalyst 皮质醇高剂量地塞米松抑制试验 (CortHDDS Pre+4Hr+8Hr)	用于鉴别垂体依赖性和肾上腺依赖性皮质醇增多症	3
皮质醇 ACTH 刺激后	IDEXX VetLab Catalyst 皮质醇 - ACTH 刺激后 (CortPostACTH)	确认“皮质醇单次-静息”的结果	1
皮质醇其他	IDEXX VetLab Catalyst 皮质醇 - 其他 (CortOther)	其他	可变

第 2 步:在 PIMS 中订购所需的 Catalyst 皮质醇套组。

订购检测的过程因 PIMS 而异。有关详细说明,请参阅 PIMS 的帮助文档。

第 3 步:在 IDEXX VetLab Station 上启动 Catalyst 皮质醇检测。

遵循以下步骤确保正确采集结果并获得综合判读说明。

重要提示:如果您同时拥有 Catalyst One 分析仪和 Catalyst Dx 分析仪,并打算对患者的皮质醇结果进行趋势分析和/或进行附加检测/多步骤皮质醇检测,IDEXX 建议采用同一个分析仪使用相同类型的样本进行所有皮质醇检测。

首次皮质醇检测		附加检测/多步骤皮质醇检测*
Catalyst One™ 生化分析仪	在 IDEXX VetLab™ Station 上启动检测。在“选择仪器”界面点击 Catalyst One ,然后点击 皮质醇检测 项目。选定所需检测方案及其附加步骤后,点击 保存和执行 。	首次检测时选择的所有方案步骤将显示在 IDEXX VetLab Station 主界面的“进行中”列表。当需要处理下一个样本时,只需点击列表中下一个待测项目,选择 已排队 后点击 开始运行 。
Catalyst Dx™ 生化分析仪	按常规流程在 IDEXX VetLab Station 上启动检测。检测结束时根据提示确认检测方案与步骤,然后点击 提交 。 注意: 如果选择稍后输入方案信息/步骤,请在“进行中”列表点击对应患者,点击 添加详情 后完成患者检测方案信息输入。	为确保附加检测结果与初始检测结果归为一组,并收到判读说明: 1. 在 IDEXX VetLab Station 找到患者的首次皮质醇检测结果,或从主界面待测样本列表中选择对应患者。 2. 点击 新增检测 ,选择 追加检测 。 3. 在“选择仪器”界面上,选择 Catalyst Dx 。 4. 检测结束时根据提示选择检测方案信息,然后点击 提交 。

*当附加检测作为多步骤皮质醇检测的一部分进行添加时,结果列表将按时间倒序显示(最新附加检测结果位于列表顶部,初始检测结果置于底部),全面的结果判读随最新结果显示。